

WIDEX DAILY™

INSTRUÇÕES DE UTILIZAÇÃO

A FAMÍLIA DAILY™ DA WIDEX

Modelo D-CIC/D-CIC TR/D-CIC-M/D-CIC-M TR
Completamente intracanal auditivo



WIDEX®
APARELHOS AUDITIVOS

O SEU APARELHO AUDITIVO WIDEX®

(A preencher pelo audiologista)

CIC CIC-M
Tubo de ventila- Curto A todo o Inexistente
ção: comprimento

A sua série de aparelhos auditivos:

PROGRAMAS

- Mestre
- Música
- TV
- Conforto
- Telefone
- Zen

PROGRAMAS ESPECIAIS

- Mestre + Zen
- Mestre + Telefone

PROGRAMAS SMARTTOGGLE

- Zen+

NOTA

O CIC-M não é um aparelho auditivo sem fios, o que significa que o aparelho auditivo não é capaz de comunicar entre si ou com qualquer outro acessório. Assim, não é possível regular o volume e apenas está disponível um programa auditivo.

NOTA

Nem todos os aparelhos auditivos podem ser utilizados com um acessório DEX.

NOTA

Nem todos os programas estão disponíveis em todos os aparelhos auditivos.

ÍNDICE

O SEU APARELHO AUDITIVO WIDEX.....	1
Bem-vindo à Widex.....	1
Informações de segurança importantes.....	1
APARELHO AUDITIVO.....	2
Indicações de utilização.....	2
Utilização prevista.....	2
Pilha.....	2
Sinais sonoros.....	2
Como diferenciar o aparelho auditivo da direita do da esquerda.....	2
Ligar e desligar o aparelho auditivo.....	2
Colocar e remover o aparelho auditivo.....	3
Regulação do som.....	3
Programas.....	3
LIMPEZA.....	3
Utensílios.....	3
Limpar o aparelho auditivo.....	3
O protetor de cerúmen.....	4
ACESSÓRIOS.....	4
Acessórios.....	4
RESOLUÇÃO DE PROBLEMAS.....	5
INFORMAÇÕES REGULAMENTARES.....	5
Diretivas CE.....	5
FCC and IC statements.....	5
SÍMBOLOS.....	6

O SEU APARELHO AUDITIVO WIDEX

Bem-vindo à Widex


Parabéns pela aquisição do seu novo aparelho auditivo.

Utilize o aparelho auditivo regularmente, mesmo que demore algum tempo a habituar-se a ele. Regra geral, os utilizadores esporádicos não beneficiam totalmente do aparelho auditivo.

NOTA

O aparelho auditivo e os respetivos acessórios podem não corresponder exatamente às ilustrações deste manual. Reservamo-nos também o direito de efetuar quaisquer alterações que consideremos necessárias.

Uma breve apresentação do seu aparelho auditivo



1. Abertura do microfone
2. Tampa do compartimento da pilha (função ligar/desligar)
3. Saliência
4. Saída de som
5. Protetor de cerúmen Widex
6. Haste de remoção
7. Tubo de ventilação (curto)
8. Tubo de ventilação (a todo o comprimento)

Informações de segurança importantes

Leia atentamente estas páginas antes de começar a utilizar o aparelho.












Os aparelhos auditivos e as pilhas podem ser perigosos se engolidos ou utilizados indevidamente. A ingestão ou a utilização incorreta pode causar ferimentos graves ou, inclusivamente, a morte. Em caso de ingestão, contacte imediatamente um médico.



Retire os aparelhos auditivos quando não os estiver a utilizar. Isto ajudará a ventilar o canal auditivo e prevenir infeções auditivas.



Contacte imediatamente o seu médico ou profissional de saúde auditiva se suspeitar que tem uma infeção auditiva.

-  Remova os aparelhos auditivos antes de tomar banho, nadar ou utilizar o secador de cabelo.
-  Quando aplica perfume, spray, gel, loção ou creme, não deve ter os aparelhos auditivos colocados.
-  Não seque os aparelhos auditivos no micro-ondas, pois isto irá danificá-los.
-  Nunca utilize os aparelhos auditivos de outra pessoa nem permita que os seus aparelhos sejam utilizados por outras pessoas, pois isto poderia danificar a sua audição.
-  Nunca utilize os aparelhos auditivos em ambientes onde possam existir gases explosivos, tais como minas, etc.
-  Mantenha os aparelhos auditivos, bem como os respetivos componentes, acessórios e pilhas fora do alcance das crianças.
-  Nunca tente abrir ou reparar os aparelhos auditivos. Entre em contacto com o seu profissional de saúde auditiva se precisar de reparar o seu aparelho auditivo.
-  Os seus aparelhos auditivos possuem tecnologia de comunicação rádio. Tenha sempre em atenção o ambiente em que os está a utilizar. Se existirem quaisquer restrições, deve tomar as devidas precauções para as cumprir.
-  Não exponha os aparelhos auditivos a temperaturas extremas ou a altos níveis de humidade, e seque-os rapidamente se se molharem ou caso transpire bastante.

Os seus aparelhos auditivos devem ser armazenados e transportados dentro dos seguintes intervalos de temperatura e humidade: -18°C a +40°C (-0,4°F a 104°F) e 10%-95% rH.

Durante curtos períodos (duração máxima de 2 semanas), pode armazenar ou transportar os seus aparelhos auditivos até 60°C (140°F) com 10%-95% rH.

Os seus aparelhos auditivos foram concebidos para funcionar de 0°C (32°F) a 50°C (122°F).

Para mais informações sobre os seus aparelhos auditivos, visite www.widex.com.

APARELHO AUDITIVO

Indicações de utilização

Os aparelhos auditivos destinam-se a todas as configurações de perda auditiva e a indivíduos com idade igual ou superior a 36 meses com perdas auditivas compreendidas entre leve (10 dB HL) e severa (90 dB HL).

Têm de ser programados por profissionais de saúde auditiva devidamente autorizados para o efeito (audiologistas, especialistas em aparelhos auditivos, otorrinolaringologistas) formados em (re)habilitação auditiva.

Utilização prevista

Os aparelhos auditivos destinam-se a ser dispositivos de amplificação da condução do ar utilizados em ambientes auditivos do quotidiano. Os aparelhos auditivos podem estar equipados com o programa Zen que visa disponibilizar um som de fundo relaxante (ou seja, música/fonte de ruído) aos adultos que pretendam ouvir estes sons de fundo em ambientes silenciosos.


Pilha


Utilize uma **pilha de tipo zinco-ar 10** no seu aparelho auditivo.


Utilize sempre uma pilha nova e em bom estado que seja exatamente o tipo que o seu profissional de saúde auditiva lhe recomendou.

NOTA

Verifique se a pilha está completamente limpa e sem resíduos antes de a inserir no aparelho auditivo. Caso contrário, o aparelho auditivo pode não funcionar como previsto.

-  Nunca tente recarregar as pilhas do seu aparelho, pois poderiam explodir.

-  Nunca deixe uma pilha descarregada nos aparelhos auditivos quando estes estão guardados. Poderiam ocorrer fugas e danificar o aparelho auditivo.

-  Descarte as pilhas usadas como indicado na embalagem e tenha em atenção a respetiva data de validade.

Indicação de carga fraca da pilha

Quando uma pilha está descarregada, é emitido um sinal sonoro. Contudo, se a pilha descarregar de repente, pode não ser emitido um aviso. Recomendamos que tenha sempre consigo uma pilha sobressalente.

Mudar a pilha

Para mudar a pilha, proceda da seguinte forma:



Retire a proteção adesiva da pilha nova e certifique-se de que a pilha não fica com resíduos de substâncias pegajosas. Deixe-a "respirar" durante 60 segundos.

Utilize a patilha para abrir a tampa da pilha com a unha e remova a pilha antiga.

Agora, coloque a pilha nova no compartimento conforme é mostrado.

Feche o compartimento. Se não fechar facilmente, a pilha não está bem colocada.

Se não utilizar o aparelho auditivo durante alguns dias, retire a pilha.

NOTA

Evite deixar cair o aparelho auditivo; mantenha-o sobre uma superfície suave enquanto muda a pilha.

Sinais sonoros

O aparelho auditivo transmite sons para o informar de que certas características foram ativadas ou de que os programas foram alterados por si. Estes sons podem ser mensagens faladas ou tons, dependendo das suas necessidades e preferências.

Programa 1 Mensagem/1 aviso sonoro curto

Programa 2 Mensagem/2 avisos sonoros curtos

Programa 3 Mensagem ou 3 avisos sonoros curtos

Programa 4 Mensagem/um aviso sonoro curto e outro longo

Programa 5 Mensagem/1 aviso sonoro longo e 2 curtos

Zen+ Mensagem/tom

Peça ao seu profissional de saúde auditiva para desativar estes sinais sonoros se não precisar deles.

Par perdido

(Disponível apenas na série 440 sem fios)

O seu profissional de saúde auditiva pode ativar uma funcionalidade do seu aparelho auditivo que permite avisá-lo sempre que se perca a ligação com o aparelho auditivo do ouvido oposto. Ouvirá uma mensagem falada no seu ouvido.

Como diferenciar o aparelho auditivo da direita do da esquerda

O aparelho auditivo do seu ouvido direito tem uma marca vermelha. O aparelho auditivo do seu ouvido esquerdo tem uma marca azul.

Ligar e desligar o aparelho auditivo



Para ligar o aparelho auditivo, feche a tampa do compartimento da pilha e deslize-a para cima. O aparelho emitirá um sinal sonoro para indicar que está ligado a não ser que o seu profissional de saúde auditiva tenha desativado esta função.



Para desligar o aparelho auditivo, deslize a tampa do compartimento da pilha para baixo.

NOTA

Também pode colocar o aparelho na palma da mão em forma de concha para verificar se está ligado. Se estiver ligado, emitirá um assobio. Não se esqueça de desligar o aparelho auditivo quando não o estiver a utilizar.

Colocar e remover o aparelho auditivo

Para colocar o aparelho auditivo:



Feche completamente a tampa do compartimento da pilha.


Segure o aparelho com o polegar e indicador e insira-o lentamente no ouvido até sentir resistência.

Depois, use a ponta do indicador para empurrar lentamente o aparelho para dentro do ouvido até se sentir confortável. Puxar o ouvido externo para cima e para trás enquanto insere o aparelho pode ajudar.

NOTA

Entre em contacto com o seu profissional de saúde auditiva caso o aparelho auditivo não seja confortável de usar ou não encaixe corretamente, provocando irritação, vermelhidão, etc.

Remoção do aparelho auditivo



Utilize a haste de remoção para retirar o aparelho do ouvido.

NOTA

Se sentir dificuldades ao remover o aparelho, mova-o cuidadosamente de um lado para o outro enquanto puxa pela haste de remoção.

Regulação do som

O aparelho auditivo regula automaticamente o som de acordo com o ambiente sonoro onde se encontra.

Se tiver um controlo remoto, também pode regular o som manualmente para obter níveis mais elevados de conforto ou de audibilidade em função das suas necessidades e preferências. Para mais informações sobre como isto funciona, consulte o seu profissional de saúde auditiva.

Dependendo das definições e funcionalidades dos aparelhos auditivos, qualquer regulação do som que faça irá afetar ambos os aparelhos.

Sempre que controlar o volume, irá ouvir um breve aviso sonoro a não ser que o seu profissional de saúde auditiva tenha desativado esta função. Quando alcançar o volume máximo ou mínimo, irá ouvir um tom contínuo.

Para desativar o som do aparelho auditivo, proceda da seguinte forma:

- Mantenha premida a parte inferior da tecla do volume do controlo remoto até conseguir ouvir um som contínuo

Para ativar novamente o som:

- Prima a parte superior da tecla do volume **ou**
- Mude de programa

Se desligar o aparelho auditivo ou mudar de programa, todas as regulações do volume serão canceladas.

Programas

PROGRAMAS	USO
Mestre	Para uso diário
Música	Para ouvir música
TV	Para ouvir televisão
Conforto	Atenua ruídos de fundo
T	Ao definir este programa, ouve através da telebobina do aparelho auditivo, permitindo-lhe ouvir diretamente o som sem ruído de fundo (necessita de um sistema de tele-circuito)
MT	Este programa resulta da combinação do microfone do aparelho auditivo com a telebobina. Ouve não só a fonte sonora, como também os outros sons.
Telefone	Este programa foi concebido para ouvir conversas telefónicas
Zen	Reproduz tons ou ruídos para um som de fundo relaxante

PROGRAMAS ESPECIAIS

Programas compostos O programa Mestre num ouvido e o programa Zen, T, M+T ou Telefone no outro

PROGRAMAS SMART-TOGGLE

Zen+ Este programa é semelhante ao Zen, mas permite-lhe ouvir diferentes tipos de tons ou ruídos

NOTA

Nem todos os aparelhos auditivos podem ser utilizados com um controlo remoto.

Se as suas necessidades mudarem ao longo do tempo, o seu profissional de saúde auditiva pode alterar facilmente a seleção de programas.

Mudar de programa

Para mudar de programa, basta premir a tecla dos programas no controlo remoto.


Zen+

Para aceder a este programa, prima e mantenha premida a tecla dos programas durante mais do que um segundo. Se premir esta tecla durante menos tempo, poderá percorrer todos os estilos Zen disponíveis. Para sair deste programa, prima e mantenha premida a tecla dos programas durante mais do que um segundo.

LIMPEZA

Utensílios

Irá receber os utensílios de limpeza que se seguem juntamente com o seu aparelho auditivo.



1. Pano
2. Escova
3. Utensílio comprido de remoção de cera
4. Utensílio de remoção de cerúmen curto
5. Íman para pilhas

Limpar o aparelho auditivo


A limpeza diária do aparelho auditivo vai torná-lo mais eficiente e confortável de usar.

Aparelho auditivo



Basta limpá-lo com um pano macio (por exemplo, com o pano que recebeu do seu profissional de saúde auditiva).

A saída de som



Remova todo o cerúmen visível **das zonas circundantes à saída de som** com a escova pequena ou com o pano. **Nunca** tente limpar o protetor de cerúmen.

NOTA

Se não conseguir limpar a saída de som, entre em contacto com o seu profissional de saúde auditiva. **Nunca** insira nada na saída de som, dado que isto pode danificar o aparelho auditivo.

As aberturas do microfone



Abra a tampa do compartimento da pilha e rode o aparelho auditivo de modo que a tampa fique virada para baixo (ver ilustração). Insira o utensílio de remoção de cerúmen curto (n.º 4) nas aberturas do microfone que se encontram na tampa a partir do interior da mesma (ver ilustração).


NOTA

Se suspeitar que entrou cerúmen ou pó no microfone que se encontra dentro do aparelho auditivo, entre em contacto com o seu profissional de saúde auditiva. Não **insira** nada no microfone.

O tubo de ventilação



Tubo de ventilação curto: limpe o tubo até onde o utensílio de remoção de cerúmen longo (n.º 3) consiga alcançar.



Tubo de ventilação longo: limpe o tubo todos os dias inserindo totalmente o utensílio de remoção de cerúmen longo (n.º 3) no tubo.




Deixe o aparelho aberto para ventilar.


NOTA

É importante para o desempenho do aparelho auditivo que mantenha os tubos de ventilação limpos e sem cerúmen, pó, etc. Limpe-os todos os dias após utilizar o aparelho e consulte o seu profissional de saúde auditiva se o tubo estiver obstruído.

Seque rapidamente o aparelho auditivo se este se molhar ou caso transpire bastante. Algumas pessoas utilizam um desumidificador especial, como o Widex Dry-Go, para as ajudar a manter os aparelhos secos e limpos. Pergunte ao seu profissional de saúde auditiva se isto é adequado para si.



Não utilize nenhum tipo de líquidos ou desinfetantes para limpar o aparelho auditivo.




Limpe e inspecione o aparelho auditivo todos os dias após o ter utilizado e verifique se está quebrado. Se o aparelho quebrar enquanto o estiver a utilizar e deixar fragmentos pequenos no seu canal auditivo, contacte o seu médico. Nunca tente remover sozinho os fragmentos.


O protetor de cerúmen

O protetor de cerúmen Widex ajuda-o a proteger os aparelhos auditivos do cerúmen. Utilize sempre protetores de cerúmen da Widex em conjunto com os seus aparelhos. Caso contrário, a garantia do aparelho auditivo será inválida.

Mudar o protetor de cerúmen




Abra a caixa dos protetores de cerúmen como ilustrado.



O protetor de cerúmen é constituído pelos seguintes componentes:

1. Gancho de remoção
2. Protetor de cerúmen novo



Insira o gancho de remoção no protetor de cerúmen usado.




Mantenha o suporte num ângulo reto.






Puxe o protetor de cerúmen usado para fora a direito.



Insira o novo protetor de cerúmen na abertura da saída de som e pressione-o delicadamente.



Puxe o suporte para fora a direito.



Pergunte ao seu profissional de saúde auditiva com que frequência deve mudar o protetor de cerúmen.



O protetor de cerúmen não é reutilizável e não foi concebido para ser limpo.



Se o protetor de cerúmen não encaixar perfeitamente, descarte-o e utilize um novo.



Se o protetor de cerúmen entrar no seu ouvido, contacte o seu médico ou profissional de saúde auditiva para o remover. **NÃO** tente remover sozinho o protetor de cerúmen.

ACESSÓRIOS

Acessórios

Pode utilizar diversos acessórios em conjunto com o seu aparelho auditivo. Para verificar se a utilização destes acessórios poderia ser vantajosa para si, questione o seu profissional de saúde auditiva.

NOME	USO
RC-DEX	controlo remoto
TV-DEX	para ouvir televisão e rádio
PHONE-DEX	para uma utilização fácil do telefone fixo
FM+DEX	para a transmissão de sinais áudio e FM
UNI-DEX	para ligar aparelhos auditivos a telemóveis
CALL-DEX	para ligações sem fios fáceis a telemóveis
COM-DEX	para ligações sem fios a telemóveis e outros dispositivos via bluetooth

Apenas disponível nalguns países.

RESOLUÇÃO DE PROBLEMAS

Estas páginas contêm recomendações sobre o que fazer se o seu aparelho auditivo deixar de funcionar ou se não estiver a funcionar como previsto. Se o problema persistir, contacte o seu profissional de saúde auditiva.

Problema	Causa possível	Solução
O aparelho auditivo está totalmente silencioso	Não está ligado	Certifique-se de que a pilha está colocada corretamente e de que a tampa do compartimento da pilha está fechada corretamente.
	A pilha não funciona	Coloque uma pilha nova no aparelho auditivo
	A saída de som está bloqueada	Consulte o capítulo Limpeza
O volume de som do aparelho auditivo não é suficientemente alto	A abertura do microfone está bloqueada	Consulte o capítulo Limpeza
	A saída de som está bloqueada	Consulte o capítulo Limpeza
	O seu ouvido está obstruído por cera	Contacte o seu médico
O aparelho auditivo emite um assobio contínuo	A sua audição poderá ter sofrido alterações	Contacte o seu profissional de saúde auditiva/médico
	O seu ouvido está obstruído por cera	Contacte o seu médico
	Não está colocado corretamente no seu canal auditivo	Remova-o e insira-o novamente
O aparelho auditivo não é confortável de usar	Não encaixa perfeitamente no seu canal auditivo	Contacte o seu audiologista
	Não encaixa perfeitamente no seu ouvido	Contacte o seu audiologista
	O seu ouvido externo ou canal auditivo está dorido	É importante que as pessoas que utilizam os aparelhos pela primeira vez apenas os usem, inicialmente, durante curtos períodos de tempo. Podem ser necessárias 2 ou 3 semanas para se habituar ao aparelho auditivo. Se a dor persistir, contacte o seu profissional de saúde auditiva.
Os seus aparelhos auditivos não estão a funcionar em sincronia	A ligação entre os aparelhos foi perdida	Desligue-os e ligue-os novamente

Problema	Causa possível	Solução
Os aparelhos auditivos não respondem em conformidade quando se altera o volume ou o programa no dispositivo	a. O dispositivo está a ser utilizado fora do alcance de transmissão b. Há uma forte interferência eletromagnética à sua volta c. O dispositivo e os aparelhos auditivos não estão sincronizados	a. Coloque o dispositivo mais perto dos aparelhos auditivos b. Afaste-se da fonte conhecida de interferências eletromagnéticas c. Consulte o seu profissional de saúde auditiva para se certificar de que o dispositivo está sincronizado com os aparelhos auditivos
Ouve discursos com "interrupções" (tanto ouve, como deixa de ouvir) a partir dos aparelhos auditivos ou não sai som (silêncio) de um aparelho que devia estar a transmitir-lo	a. A pilha de um dos aparelhos auditivos expirou b. Há uma forte interferência eletromagnética à sua volta	a. Substitua a pilha de um ou ambos os aparelhos auditivos b. Afaste-se de fontes conhecidas de interferências

INFORMAÇÕES REGULAMENTARES

Diretivas CE

Diretiva 1999/5/CE

A Widex A/S declara, por este meio, que os modelos D-CIC, D-CIC TR, D-CIC-M e D-CIC-M TR estão em conformidade com os requisitos essenciais e outras disposições relevantes da Diretiva 1999/5/CE.

Pode obter uma cópia da Declaração de Conformidade de acordo com a Diretiva 1999/5/CE em:

<http://www.widex.com/doc>



N26346

Informações respeitantes à eliminação

Não descarte aparelhos auditivos e os respetivos acessórios e pilhas juntamente com os resíduos domésticos normais.

Os aparelhos auditivos e os respetivos acessórios e pilhas devem ser descartados em locais destinados a resíduos de equipamentos elétricos e eletrónicos. Em alternativa, pode entregá-los ao seu profissional de saúde auditiva para que sejam eliminados de forma segura. A eliminação apropriada destes resíduos permite proteger a saúde humana e o ambiente.

FCC and IC statements

FCC ID: TTY-DCIC

IC: 5676B-DCIC

Federal Communications Commission Statement

This device complies with part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions:

- (1) This device may not cause harmful interference, and
- (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

NOTE:

This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular ins-

tallation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

NOTE:

This equipment complies with FCC radiation exposure limits set forth for an uncontrolled environment. This transmitter must not be co-located or operating in conjunction with any other antenna or transmitter.

Changes or modifications to the equipment not expressly approved by Widex could void the user's authority to operate the equipment.

Industry Canada Statement / Déclaration d'industrie Canada

Under Industry Canada regulations, this radio transmitter may only operate using an antenna of a type and maximum (or lesser) gain approved for the transmitter by Industry Canada.

To reduce potential radio interference to other users, the antenna type and its gain should be so chosen that the equivalent isotropically radiated power (e.i.r.p.) is not more than that necessary for successful communication.

This device complies with Industry Canada licence-exempt RSS standard(s). Operation is subject to the following two conditions:

- (1) this device may not cause interference, and
- (2) this device must accept any interference, including interference that may cause undesired operation of the device.

Conformément à la réglementation d'Industrie Canada, le présent émetteur radio peut fonctionner avec une antenne d'un type et d'un gain maximal (ou inférieur) approuvé pour l'émetteur par Industrie Canada.

Dans le but de réduire les risques de brouillage radioélectrique à l'intention des autres utilisateurs, il faut choisir le type d'antenne et son gain de sorte que la puissance isotrope rayonnée équivalente (p.i.r.e.) ne dépasse pas l'intensité nécessaire à l'établissement d'une communication satisfaisante.

Le présent appareil est conforme aux CNR d'Industrie Canada applicables aux appareils radio exempts de licence. L'exploitation est autorisée aux deux conditions suivantes :

- (1) l'appareil ne doit pas produire de brouillage, et
- (2) l'utilisateur de l'appareil doit accepter tout brouillage radioélectrique subi, même si le brouillage est susceptible d'en compromettre le fonctionnement.

SÍMBOLOS

Símbolos habitualmente utilizados pela Widex A/S na rotulagem de dispositivos médicos (rótulos, instruções de utilização, etc.)

Símbolo Título/Descrição



Fabricante

O produto é fabricado pelo fabricante cujo nome e morada estão indicados ao lado do símbolo. Caso seja apropriado, também pode estar indicada a data de fabrico.



Número de catálogo

O número de catálogo (artigo) do produto.



Consultar as instruções de utilização

As instruções de utilização contêm informações preventivas importantes (advertências/precauções) e têm de ser lidas antes da utilização do produto.

Símbolo Título/Descrição



Aviso

O texto marcado com um símbolo de aviso/cuidado deve ser lido antes da utilização do produto.



Marcação REEE

“Não descartar nos contentores de resíduos em geral”
Quando tiver de descartar um produto, tem de o enviar para um ponto de recolha designado para reciclagem e recuperação, de forma a não prejudicar o ambiente e a saúde humana como resultado da presença de substâncias perigosas.



Marcação CE

O produto está em conformidade com os requisitos definidos nas diretivas europeias de marcação CE.






Marcação RCM

O produto está em conformidade com os requisitos regulamentares de segurança elétrica, de CEM e de espectro de radiofrequências para produtos fornecidos aos mercados australiano e neozelandês.



Interferência

Podem ocorrer interferências eletromagnéticas nas proximidades do produto.

	WIDEX A/S	Nymoellevej 6, DK-3540 Lyngby, Denmark www.widex.com
	0459	Nº manual: 9 514 0351 005 #01 Número: 2016-05
		 9 514 0351 005 01