

WIDEX UNIQUE™

INSTRUÇÕES DE UTILIZAÇÃO A FAMÍLIA UNIQUE™ DA WIDEX

Modelo U-CIC/U-CIC TR/U-CIC-M/U-CIC-M TR
Completamente intracanal auditivo



O SEU APARELHO AUDITIVO WIDEX®

(A preencher pelo audiologista)

Tubo de ven-
tilação:

Curto

A todo o comprimento

Inexistente

CIC CIC-M

A sua série de aparelhos auditivos:

PROGRAMAS

- | | |
|--|---|
| <input type="checkbox"/> Universal | <input type="checkbox"/> Extensor de audibilidade |
| <input type="checkbox"/> Ambientes silenciosos | <input type="checkbox"/> Extensor de audibilidade |
| <input type="checkbox"/> Transportes | <input type="checkbox"/> Extensor de audibilidade |
| <input type="checkbox"/> Urbano | <input type="checkbox"/> Extensor de audibilidade |
| <input type="checkbox"/> Festa | <input type="checkbox"/> Extensor de audibilidade |
| <input type="checkbox"/> Música | <input type="checkbox"/> Extensor de audibilidade |

PROGRAMAS ESPECIAIS

- | | |
|-----------------------------------|---|
| <input type="checkbox"/> Zen | <input type="checkbox"/> Extensor de audibilidade |
| <input type="checkbox"/> Telefone | <input type="checkbox"/> Extensor de audibilidade |

PROGRAMA SMARTOGGLE

- | | |
|-------------------------------|---|
| <input type="checkbox"/> Zen+ | <input type="checkbox"/> Extensor de audibilidade |
|-------------------------------|---|

NOTA

Os nomes dos programas na tabela correspondem aos nomes predefinidos. Se optou por utilizar outros nomes disponíveis, escreva os novos nomes na tabela. Assim, saberá sempre os programas que tem nos seus aparelhos auditivos.

NOTA

O CIC-M não é um aparelho auditivo sem fios, o que significa que os aparelhos auditivos não são capazes de comunicar entre si ou com qualquer acessório. Assim, não é possível regular o volume e apenas está disponível um programa auditivo.

ÍNDICE

O SEU APARELHO AUDITIVO WIDEX.....	1
Bem-vindo à Widex.....	1
Uma breve apresentação do seu aparelho auditivo.....	1
Informações de segurança importantes.....	1
O APARELHO AUDITIVO.....	2
Indicações de utilização.....	2
Utilização prevista.....	2
A pilha.....	2
Indicação de carga fraca da pilha.....	2
Mudar a pilha.....	2
Sinais sonoros.....	2
Par perdido.....	2
Como diferenciar o aparelho auditivo da direita do da esquerda.....	2
Ligar e desligar o aparelho auditivo.....	2
Colocar e remover o aparelho auditivo.....	2
Remoção do aparelho auditivo.....	2
Regulação do som.....	3
Programas.....	3
O programa Zen.....	3
Mudar de programa.....	3
LIMPEZA.....	3
Utensílios.....	3
Limpar o aparelho auditivo.....	3
O protetor de cerúmen.....	3
ACESSÓRIOS.....	4
RESOLUÇÃO DE PROBLEMAS.....	4
INFORMAÇÕES REGULAMENTARES.....	4
Diretivas CE.....	4
Diretiva 2014/53/UE.....	4
Informações respeitantes à eliminação.....	4
FCC and IC statements.....	5
SÍMBOLOS.....	5

O SEU APARELHO AUDITIVO WIDEX

Bem-vindo à Widex


Parabéns pela aquisição do seu novo aparelho auditivo.

Utilize o aparelho auditivo regularmente, mesmo que demore algum tempo a habituar-se a ele. Os utilizadores pouco frequentes normalmente não beneficiam totalmente do aparelho auditivo.


NOTA

O seu aparelho auditivo e os respetivos acessórios poderão não corresponder exatamente às ilustrações deste manual. Reservamo-nos também o direito de efetuar quaisquer alterações que consideremos necessárias.

Uma breve apresentação do seu aparelho auditivo



1. Aberturas do microfone
2. Tampa do compartimento da pilha (função ligar/desligar)
3. Patilha de abertura com a unha
4. Saída de som
5. Protetor de cerúmen Widex
6. Haste de remoção
7. Tubo de ventilação (curto)
8. Tubo de ventilação (a todo o comprimento)



Informações de segurança importantes









Leia atentamente estas páginas antes de começar a utilizar o aparelho.

Os aparelhos auditivos e as pilhas podem ser perigosos se engolidos ou utilizados indevidamente. A ingestão ou a utilização incorreta pode causar ferimentos graves ou, inclusivamente, a morte. Em caso de ingestão, contacte imediatamente um médico.

Retire os aparelhos auditivos quando não os estiver a utilizar. Isto ajudará a ventilar o canal auditivo e prevenir infeções auditivas.

Contacte imediatamente o seu médico ou profissional de saúde auditiva se suspeitar que tem uma infeção auditiva.

Remova os aparelhos auditivos antes de tomar banho, nadar ou utilizar o secador de cabelo.

-  Quando aplica perfume, spray, gel, loção ou creme, não deve ter os aparelhos auditivos colocados.
-  Não seque os aparelhos auditivos no micro-ondas, pois isto irá danificá-los.
-  Nunca utilize os aparelhos auditivos de outra pessoa nem permita que os seus aparelhos sejam utilizados por outras pessoas, pois isto poderia danificar a sua audição.
-  Nunca utilize os aparelhos auditivos em ambientes onde possam existir gases explosivos, tais como minas, etc.
-  Mantenha os aparelhos auditivos, bem como os respetivos componentes, acessórios e pilhas fora do alcance das crianças.
-  Nunca tente abrir ou reparar os aparelhos auditivos. Entre em contacto com o seu profissional de saúde auditiva se precisar de reparar o seu aparelho auditivo.
-  Os seus aparelhos auditivos possuem tecnologia de comunicação rádio. Tenha sempre em atenção o ambiente em que os está a utilizar. Se existirem quaisquer restrições, deve tomar as devidas precauções para as cumprir.
-  Não exponha os aparelhos auditivos a temperaturas extremas ou a altos níveis de humidade, e seque-os rapidamente se se molharem ou caso transpire bastante.

Os aparelhos auditivos devem ser armazenados e transportados em ambientes com temperaturas entre -20 °C e +55 °C (-4 °F a 131 °F) e humidade relativa entre 10% e 95%.

Pode aceitar-se o armazenamento e transporte até 60 °C (140 °F) com 10% a 95% de humidade relativa durante períodos mais curtos (duração máxima de 2 semanas).

Estes aparelhos auditivos foram concebidos para funcionar entre 0 °C (32 °F) e 50 °C (122 °F).

Para mais informações sobre os aparelhos auditivos, visite: <http://global.widex.com>.

O APARELHO AUDITIVO

Indicações de utilização

Os aparelhos auditivos destinam-se a todas as configurações de perda auditiva e a indivíduos com idade igual ou superior a 36 meses com perdas auditivas compreendidas entre leve (10 dB HL) e severa (90 dB HL).

Têm de ser programados por profissionais de saúde auditiva devidamente autorizados para o efeito (audiologistas, especialistas em aparelhos auditivos, otorrinolaringologistas) formados em (re)habilitação auditiva.

Utilização prevista

Os aparelhos auditivos destinam-se a ser dispositivos de amplificação da condução do ar utilizados em ambientes auditivos do quotidiano. Os aparelhos auditivos podem estar equipados com o programa Zen que visa disponibilizar um som de fundo relaxante (ou seja, música/fonte de ruído) aos adultos que pretendam ouvir estes sons de fundo em ambientes silenciosos.




A pilha

Utilize uma **pilha zinco-ar tipo 10** para o aparelho auditivo.

Utilize sempre uma pilha nova que seja exatamente do tipo recomendado pelo seu profissional de saúde auditiva.

NOTA

Verifique se a pilha está completamente limpa e sem resíduos antes de a inserir no aparelho auditivo. Caso contrário, o aparelho auditivo pode não funcionar como previsto.

-  Nunca tente recarregar as pilhas do seu aparelho, pois poderiam explodir.
-  Nunca deixe uma pilha descarregada nos aparelhos auditivos quando estes estão guardados. Poderiam ocorrer fugas e danificar o aparelho auditivo.
-  Descarte as pilhas usadas como indicado na embalagem e tenha em atenção a respetiva data de validade.

Indicação de carga fraca da pilha

Quando uma pilha está descarregada, é emitido um sinal sonoro. Contudo, se a pilha descarregar de repente, pode não ser emitido um aviso. Recomendamos que tenha sempre consigo uma pilha sobressalente.

Mudar a pilha

Para mudar a pilha, proceda da seguinte forma:



Retire a proteção adesiva da pilha nova e certifique-se de que a pilha não fica com resíduos de substâncias pegajosas. Deixe-a "respirar" durante 60 segundos.



Utilize a patilha para abrir a tampa da pilha com a unha e remova a pilha antiga.



Agora, coloque a pilha nova no compartimento conforme é mostrado. Feche o compartimento. Se não fechar com facilidade, a pilha não está posicionada corretamente. Se não utilizar o aparelho auditivo durante alguns dias, retire a pilha.

NOTA

Evite deixar cair o aparelho auditivo; mantenha-o sobre uma superfície suave enquanto muda a pilha.

Sinais sonoros

O aparelho auditivo transmite sons para o informar de que certas características foram ativadas ou de que os programas foram alterados por si. Estes sons podem ser mensagens faladas ou tons, dependendo das suas necessidades e preferências.

Programa 1	Mensagem/1 aviso sonoro curto
Programa 2	Mensagem/2 avisos sonoros curtos
Programa 3	Mensagem ou 3 avisos sonoros curtos
Programa 4	Mensagem/um aviso sonoro curto e outro longo
Programa 5	Mensagem/1 aviso sonoro longo e 2 curtos
Zen+	Mensagem/tom

Peça ao seu profissional de saúde auditiva para desativar estes sinais sonoros se não precisar deles.

Par perdido

(Disponível apenas na série 440)

O seu profissional de saúde auditiva pode ativar uma funcionalidade do seu aparelho auditivo que permite avisá-lo sempre que se perca a ligação com o aparelho auditivo do ouvido oposto. Ouvirá uma mensagem falada no seu ouvido.

Como diferenciar o aparelho auditivo da direita do da esquerda

O aparelho auditivo do seu ouvido direito tem uma marca vermelha. O aparelho auditivo do seu ouvido esquerdo tem uma marca azul.

Ligar e desligar o aparelho auditivo



Para ligar o aparelho auditivo, feche a tampa do compartimento da pilha e deslize-a para cima. O aparelho emitirá um sinal sonoro para indicar que está ligado a não ser que o seu profissional de saúde auditiva tenha desativado esta função.



Para desligar o aparelho auditivo, deslize a tampa do compartimento da pilha para baixo.

NOTA

Também pode colocar o aparelho na palma da mão em forma de concha para verificar se está ligado. Se estiver ligado, emitirá um assobio. Não se esqueça de desligar o aparelho auditivo quando não o estiver a utilizar.

Colocar e remover o aparelho auditivo



Feche completamente a tampa do compartimento da pilha. Segure o aparelho com o polegar e indicador e insira-o lentamente no ouvido até sentir resistência. Em seguida, utilize a ponta do dedo indicador para empurrar cuidadosamente o aparelho auditivo para dentro do ouvido até se sentir confortável. Puxar o ouvido externo para cima e para trás ao mesmo tempo que coloca o aparelho auditivo pode ajudar.

NOTA

Entre em contacto com o seu profissional de saúde auditiva caso o aparelho auditivo não seja confortável de usar ou não encaixe corretamente, provocando irritação, vermelhidão, etc.

Remoção do aparelho auditivo



Utilize a haste de remoção para retirar o aparelho do ouvido.

NOTA

Se sentir dificuldades ao remover o aparelho, mova-o cuidadosamente de um lado para o outro enquanto puxa pela haste de remoção.

Regulação do som

O aparelho auditivo regula automaticamente o som de acordo com o ambiente sonoro onde se encontra.

Se tiver um controlo remoto, também pode regular o som manualmente para obter níveis mais elevados de conforto ou de audibilidade em função das suas necessidades e preferências. Para mais informações sobre como isto funciona, consulte o seu profissional de saúde auditiva.

Dependendo das definições e funcionalidades dos aparelhos auditivos, qualquer regulação do som que faça irá afetar ambos os aparelhos.

Sempre que controlar o volume, irá ouvir um breve aviso sonoro a não ser que o seu profissional de saúde auditiva tenha desativado esta função. Quando alcançar o volume máximo ou mínimo, irá ouvir um tom contínuo.

Para desativar o som do aparelho auditivo, proceda da seguinte forma:

- Mantenha premida a parte inferior da tecla do volume do controlo remoto até conseguir ouvir um som contínuo

Para ativar novamente o som:

- Prima a parte superior da tecla do volume ou
- Mude de programa

Se desligar o aparelho auditivo ou mudar de programa, todas as regulações do volume serão canceladas.

Programas

PROGRAMA	USO
Universal	Para uso diário
Ambientes silenciosos	Programa especial para ouvir em ambientes silenciosos
Transportes	Para ouvir em situações onde há ruído de automóveis, comboios, etc.
Urbano	Para ouvir em situações com níveis sonoros constantemente em mudança (em supermercados, locais de trabalho ruidosos ou situações semelhantes)
Festa	Para ouvir em situações onde há muitas pessoas a falar ao mesmo tempo
Música	Para ouvir música

PROGRAMAS ESPECIAIS USO

Zen	Reproduz tons ou ruídos para um som de fundo relaxante
Telefone	Este programa foi concebido para ouvir conversas telefónicas

PROGRAMAS ESPECIAIS USO

Zen+	Este programa é semelhante ao Zen, mas permite-lhe ouvir diferentes tipos de tons ou ruídos
------	---

NOTA

Os nomes na lista de programas correspondem aos nomes predefinidos. O seu profissional de saúde auditiva também pode selecionar nomes de programas a partir de uma lista pré-selecionada. Depois é ainda mais fácil para si selecionar o programa correto para cada situação de audição.

O seu profissional de saúde auditiva pode ativar a funcionalidade Extensor de Audibilidade em função da sua perda auditiva. Pergunte-lhe se pode beneficiar desta funcionalidade.

Se as suas necessidades e preferências mudarem ao longo do tempo, o seu profissional de saúde auditiva pode alterar facilmente a seleção de programas.

O programa Zen

O seu aparelho auditivo pode ser fornecido com um único programa opcional de audição chamado Zen. Este produz sons musicais (e, por vezes, um ruído) de fundo.

⚠ Caso se aperceba de uma diminuição na intensidade sonora, tolerância de sons, fala não tão clara ou agravamento do zumbido entre em contacto com o profissional de saúde auditiva.

⚠ A utilização do programa Zen pode interferir com a audição dos sons diários, incluindo a fala. Este não deve ser utilizado quando a audição desses sons for importante. Nestas situações, mude o programa para um não Zen.

Mudar de programa

Para mudar de programa, basta premir a tecla dos programas no controlo remoto.


Zen+

Para aceder a este programa, prima e mantenha premida a tecla dos programas durante mais do que um segundo. Se premir esta tecla durante menos tempo, poderá percorrer todos os estilos Zen disponíveis. Para sair deste programa, prima e mantenha premida a tecla dos programas durante mais do que um segundo.

LIMPEZA

Utensílios

Irá receber os utensílios de limpeza que se seguem juntamente com o seu aparelho auditivo:



1. Pano
2. Escova
3. Utensílio de remoção de cerúmen comprido
4. Utensílio de remoção de cerúmen curto
5. Íman para pilhas

Limpar o aparelho auditivo

A limpeza diária do aparelho auditivo vai torná-lo mais eficiente e confortável de usar.

O aparelho auditivo



Basta limpá-lo com um pano macio (por exemplo, com o pano que recebeu do seu profissional de saúde auditiva).

A saída de som



Remova todo o cerúmen visível das **zonas que rodeiam** a saída de som com a escova pequena ou com o pano. **Nunca** tente limpar o protetor de cerúmen.

NOTA

Se não conseguir limpar a saída de som, entre em contacto com o seu profissional de saúde auditiva. **Nunca** insira nada na saída de som, dado que isto pode danificar o aparelho auditivo.

As aberturas do microfone




Abra a tampa do compartimento da pilha e rode o aparelho auditivo de modo que a tampa fique virada para baixo (ver ilustração). Insira o utensílio de remoção de cerúmen curto (n.º 4) nas aberturas do microfone que se encontram na tampa a partir do interior da mesma (ver ilustração).

NOTA

Se suspeitar que entrou cerúmen ou pó no microfone que se encontra dentro do aparelho auditivo, entre em contacto com o seu profissional de saúde auditiva. **Não insira nada no microfone.**

O tubo de ventilação



Tubo de ventilação curto: limpe o tubo até onde a extremidade comprida do utensílio de remoção de cerúmen (n.º 3) consiga alcançar. Tubo de ventilação longo: limpe o tubo todos os dias inserindo totalmente o utensílio de remoção de cerúmen longo (n.º 3) no tubo. Deixe o aparelho aberto para ventilar.



NOTA

É importante para o desempenho do aparelho auditivo que mantenha os tubos de ventilação limpos e sem cerúmen, pó, etc. Limpe-os todos os dias após a utilização e consulte o seu profissional de saúde auditiva se o tubo de ventilação estiver obstruído.

Seque rapidamente o aparelho auditivo se este se molhar ou caso transpire bastante. Algumas pessoas utilizam um desumidificador especial, como o Widex Dry-Go, para as ajudar a manter os aparelhos secos e limpos. Pergunte ao seu profissional de saúde auditiva se isto é adequado para si.


⚠ Não utilize nenhum tipo de líquidos ou desinfetantes para limpar o aparelho auditivo.

⚠ Limpe e inspecione o aparelho auditivo todos os dias após o ter utilizado e verifique se está quebrado. Se o aparelho quebrar enquanto o estiver a utilizar e deixar fragmentos pequenos no seu canal auditivo, contacte o seu médico. Nunca tente remover sozinho os fragmentos.


O protetor de cerúmen

O protetor de cerúmen Widex ajuda-o a proteger os aparelhos auditivos do cerúmen. Utilize sempre protetores de cerúmen da Widex em conjunto com os seus aparelhos. Caso contrário, a garantia do aparelho auditivo será inválida.

Mudar o protetor de cerúmen




Abra a caixa dos protetores de cerúmen como ilustrado.




O protetor de cerúmen é constituído pelos seguintes componentes:


1. Gancho de remoção
2. Protetor de cerúmen novo




Insira o gancho de remoção no protetor de cerúmen usado.





Mantenha o suporte num ângulo reto.



Puxe o protetor de cerúmen usado para fora a direito.



Insira o novo protetor de cerúmen na abertura da saída de som e pressione-o delicadamente.



Puxe o suporte para fora a direito.



Pergunte ao seu profissional de saúde auditiva com que frequência deve mudar o protetor de cerúmen.



O protetor de cerúmen não é reutilizável e não foi concebido para ser limpo.



Se o protetor de cerúmen não encaixar perfeitamente, descarte-o e utilize um novo.



Se o protetor de cerúmen entrar no seu ouvido, contacte o seu médico ou profissional de saúde auditiva para o remover. NÃO tente remover sozinho o protetor de cerúmen.

ACESSÓRIOS

Pode utilizar diversos acessórios em conjunto com o seu aparelho auditivo. Para verificar se a utilização destes acessórios poderia ser vantajosa para si, questione o seu profissional de saúde auditiva.

Nome	Uso
RC-DEX	controlo remoto
TV-DEX	para ouvir televisão e rádio
PHONE-DEX	para uma utilização fácil do telefone fixo
FM+DEX	para a transmissão de sinais áudio e FM
UNI-DEX	para ligar aparelhos auditivos a telemóveis
CALL-DEX	para ligações sem fios fáceis a telemóveis
COM-DEX	para ligações sem fios a telemóveis e outros dispositivos via Bluetooth
COM-DEX Remote Mic	para ajudar os utilizadores de aparelhos auditivos a ouvir a fala em circunstâncias auditivas difíceis

Apenas disponível nalguns países.

RESOLUÇÃO DE PROBLEMAS

Estas páginas contêm recomendações sobre o que fazer se o seu aparelho auditivo deixar de funcionar ou se não estiver a funcionar como previsto. Se o problema persistir, contacte o seu profissional de saúde auditiva.

Problema	Causa possível	Solução
O aparelho auditivo está totalmente silencioso	Não está ligado	Certifique-se de que a pilha está colocada corretamente e de que a tampa do compartimento da pilha está fechada corretamente.
	A pilha não funciona	Coloque uma pilha nova no aparelho auditivo
	A saída de som está bloqueada	Consulte o capítulo Limpeza
	A abertura do microfone está bloqueada	Consulte o capítulo Limpeza

Problema	Causa possível	Solução
O volume de som do aparelho auditivo não é suficientemente alto	A saída de som está bloqueada	Consulte o capítulo Limpeza
	O seu ouvido está obstruído por cera	Contacte o seu médico
O aparelho auditivo emite um assobio contínuo	A sua audição poderá ter sofrido alterações	Contacte o seu profissional de saúde auditiva/médico
	O seu ouvido está obstruído por cera	Contacte o seu médico
	Não está colocado corretamente no seu canal auditivo	Remova-o e insira-o novamente
O aparelho auditivo não é confortável de usar	Não encaixa perfeitamente no seu canal auditivo	Contacte o seu audiologista
	Não está colocado corretamente no seu canal auditivo	Consulte o seu profissional de saúde auditiva
O seu ouvido externo ou canal auditivo está dorido	Não encaixa perfeitamente no seu ouvido	Contacte o seu audiologista
	É importante que as pessoas que utilizam os aparelhos pela primeira vez apenas os usem, inicialmente, durante curtos períodos de tempo. Podem ser necessárias 2 ou 3 semanas para se habituar ao aparelho auditivo. Se a dor persistir, contacte o seu profissional de saúde auditiva.	
Os seus aparelhos auditivos não estão a funcionar em sincronia	A ligação entre os aparelhos foi perdida	Desligue-os e ligue-os novamente
Os aparelhos auditivos não respondem em conformidade quando se altera o volume ou o programa no dispositivo	a. O dispositivo está a ser utilizado fora do alcance de transmissão	a. Coloque o dispositivo mais perto dos aparelhos auditivos
	b. Há uma forte interferência eletromagnética à sua volta	b. Afaste-se das zonas onde existam fontes de interferências eletromagnéticas
	c. O dispositivo e os aparelhos auditivos não estão sincronizados	c. Consulte o seu profissional de saúde auditiva para se certificar de que o dispositivo está sincronizado com os aparelhos auditivos
Ouve discursos com "interrupções" (tanto ouve, como deixa de ouvir) a partir dos aparelhos auditivos ou não sai som (silencioso) de um aparelho que devia estar a transmiti-lo	a. A pilha de um dos aparelhos auditivos expirou	a. Substitua a pilha de um ou ambos os aparelhos auditivos
	b. Há uma forte interferência eletromagnética à sua volta	b. Afaste-se de fontes conhecidas de interferências

INFORMAÇÕES REGULAMENTARES

Diretivas CE

Diretiva 2014/53/UE

A Widex A/S declara, por este meio, que os modelos U-CIC/U-CIC-TR/U-CIC-M/U-CIC-M-TR estão em conformidade com os requisitos essenciais e outras disposições relevantes da Diretiva 2014/53/UE.

O U-CIC/U-CIC-TR/U-CIC-M/U-CIC-M-TR contém um transmissor de rádio a operar a 10,6 MHz, -54dBµA/m a 10 m.

Podem obter uma cópia da Declaração de Conformidade de acordo com a Diretiva 2014/53/UE em:

<http://global.widex.com/doc>



N26346

Informações respeitantes à eliminação

Não descarte aparelhos auditivos e os respetivos acessórios e pilhas juntamente com os resíduos domésticos normais.

Os aparelhos auditivos e os respetivos acessórios e pilhas devem ser descartados em locais destinados a resíduos de equipamentos elétricos e eletrónicos. Em alternativa, pode entregá-los ao seu profissional de saúde auditiva para que sejam eliminados de forma segura.

FCC and IC statements

FCC ID: TTY-UCIC

IC: 5676B-UCIC

Federal Communications Commission Statement

This device complies with part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions:

- (1) This device may not cause harmful interference, and
- (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

NOTE:

This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

NOTE:

This equipment complies with FCC radiation exposure limits set forth for an uncontrolled environment. This transmitter must not be co-located or operating in conjunction with any other antenna or transmitter.

Changes or modifications to the equipment not expressly approved by Widex could void the user's authority to operate the equipment.

Industry Canada Statement / Déclaration d'industrie Canada

Under Industry Canada regulations, this radio transmitter may only operate using an antenna of a type and maximum (or lesser) gain approved for the transmitter by Industry Canada.

To reduce potential radio interference to other users, the antenna type and its gain should be so chosen that the equivalent isotropically radiated power (e.i.r.p.) is not more than that necessary for successful communication.

This device complies with Industry Canada licence-exempt RSS standard(s). Operation is subject to the following two conditions:

- (1) this device may not cause interference, and
- (2) this device must accept any interference, including interference that may cause undesired operation of the device.

Conformément à la réglementation d'Industrie Canada, le présent émetteur radio peut fonctionner avec une antenne d'un type et d'un gain maximal (ou inférieur) approuvé pour l'émetteur par Industrie Canada.

Dans le but de réduire les risques de brouillage radioélectrique à l'intention des autres utilisateurs, il faut choisir le type d'antenne et son gain de sorte que la puissance isotrope rayonnée équivalente (p.i.r.e.) ne dépasse pas l'intensité nécessaire à l'établissement d'une communication satisfaisante.

Le présent appareil est conforme aux CNR d'Industrie Canada applicables aux appareils radio exempts de licence. L'exploitation est autorisée aux deux conditions suivantes :

- (1) l'appareil ne doit pas produire de brouillage, et
- (2) l'utilisateur de l'appareil doit accepter tout brouillage radioélectrique subi, même si le brouillage est susceptible d'en compromettre le fonctionnement.

SÍMBOLOS

Símbolos habitualmente utilizados pela Widex A/S na rotulagem de dispositivos médicos (rótulos, instruções de utilização, etc.)

Símbolo Título/Descrição



Fabricante

O produto é fabricado pelo fabricante cujo nome e morada estão indicados ao lado do símbolo. Caso seja apropriado, também pode estar indicada a data de fabrico.



Número de catálogo

O número de catálogo (artigo) do produto.



Consultar as instruções de utilização

As instruções de utilização contêm informações preventivas importantes (advertências/precauções) e têm de ser lidas antes da utilização do produto.



Aviso/cuidado

O texto marcado com um símbolo de aviso/cuidado deve ser lido antes da utilização do produto.



Marca REEE

"Não eliminar no lixo geral." Quando tiver de descartar um produto, tem de o enviar para um ponto de recolha designado para reciclagem e recuperação, de forma a não prejudicar o ambiente e a saúde humana como resultado da presença de substâncias perigosas.



Marcação CE

O produto está em conformidade com os requisitos definidos nas diretivas europeias de marcação CE.



Marca RCM

O produto está em conformidade com os requisitos regulamentares de segurança elétrica, de CEM e de espectro de radiofrequências para produtos fornecidos aos mercados australiano e neozelandês.



Interferências

Podem ocorrer interferências eletromagnéticas nas proximidades do produto.

	WIDEX A/S	Nymoellevej 6, DK-3540 Lyngby, Dinamarca global.widex.com
	0459	Nº manual: 9 514 0315 005 #02 Número: 2018-01